

Troca da solução de Diálise peritoneal contínua ambulatoria (DPCA) com proteção da conexão Baxter

Equipamento

Saco de solução dialisante
"Mini cap" (tampa do cateter)
Gel para desinfecção de mãos
Sabonete líquido de grau médico
Toalhetas Sanicloths 70%
Balanças
2 pinças de fixação azuis
Proteção

Procedimento

1. Certifique-se de que a sua linha se encontra no exterior da sua roupa.
2. Lave as mãos com sabão e seque com toalhas de papel.
3. Limpe a mesa de um lado ao outro com as toalhetas Sanicloth 70%.
4. Verifique a concentração e o prazo de validade do saco novo e, em seguida, abra o mesmo.
5. Coloque o saco na superfície de trabalho, com a parte impressa para baixo.
6. Desenrole as linhas e coloque por baixo do saco cheio, deixando a aba colorida suspensa na mesa.
7. Abra a proteção com a imagem virada para baixo.
8. Desinfete as mãos com o gel.
9. Puxe a aba colorida.
10. Aplique a proteção.
11. Retire a tampa de desconexão da linha do doente.
12. Fixe os tubos no catéter de DP.
13. Pendure o saco cheio e coloque o saco vazio no chão.
14. Abra a linha e deixe drenar para o exterior.
15. Depois de concluída a drenagem, feche a linha do doente.
16. Coloque uma pinça azul na linha de drenagem e quebre o selo verde.
17. Liberte a pinça azul da linha de drenagem; conte 15 segundos e coloque novamente a pinça azul.
18. Abra a linha do doente e drene.
19. Depois de concluir a drenagem para o interior, feche a linha do doente e aplique a segunda pinça azul na linha de entrada.
20. Abra a nova "mini cap". Desinfete as mãos.
21. Desconecte a sua linha e aplique a "mini cap".
22. Pese o saco e verifique o aspeto (clareza).